

HAPPY FIT REHABILITATION



שביל שיקומי

מסלול מודולרי בהתאמה אישית



שביל שיקומי מודולרי

פתרון קליני נייד לשיקום סנסו-מוטורי
(המוצר נמצא בשימוש בבית לוינשטיין, בית
הלוחם ירושלים ובבי"ח אסף הרופא לצרכי מחקר)

תאור המוצר

מערכת משטחים מודולרית ייעודית לשיקום תחושתני - מוטורי באמצעות גירויים סומטיים בעוצמות מגוונות. השביל מאפשר תרגול שיווי משקל סטטי ודינמי, גרייה תחושתית: שטחית ועמוקה, תרגול ויסות סנסורי במצבי היפוסנסיזציה/היפראסתזיה ושליטה יציבתית בכל גיל ובשלבי השיקום השונים.

המערכת מתאימה לכלל האבחנות ובאמצעותה ניתן לתרגל עמידה, הליכה וזחילה על משטחים משובשים במרקמים שונים ובשיפועים שונים, תרגול עלייה וירידת מדרגות וכל זאת תוך גירוי תחושתני משתנה. תרגול זה משפר תפקודים מוטוריים ומגביר ביטחון בהליכה על מגוון משטחים מחיי היומיום.

כל משטח תוכנן בקפידה כדי לאתגר מערכות תחושתיות ומוטוריות בו זמנית ולאפשר התאמה מיטבית למטופל ומגבלתו.

ניידות מקסימלית: קל לתפעול, קל משקל, אחסנה קלה (מגיע עם עגלת קולב ניידת), פריסה וקיפול בזמן קצר. **קהלי מטרה:** אידאלי לשימוש במחלקות שיקום, בקליניקות פרטיות ובמרחבים ביתיים.

מודולריות: כל מקטע עצמאי וניתן לחיבור למקטעים אחרים בסדר משתנה ובדרגות קושי שונות בהתאם לשלבי ומטרות הטיפול.



פרטי המוצר

חומרים: עץ לבוד מצופה לכה שקופה, ריפודי טקסטיל, סקאי, pvc, אלמנטים סינתטיים לייקרה ופלציב.
תחזוקה: ניקוי בעזרת מגבונים.

בטיחות

- המשטחים מיועדים לשימוש עם מלווה צמוד.
- במקרים של תרגול עצמי ניתן להשתמש במעקה במידת הצורך.
- בתחתית המשטחים מופיע חומר מונע החלקה.

היגיינה

- יש לחטא רגליים או משטחים בעזרת מגבון לפני השימוש.
- אין להשתמש עם נעליים.



דבר המטפלים

"המערכת נמצאת בשימוש בבית לוינשטיין מעל לשנה. אנחנו משתמשים בה באופן יומיומי על מנת לאתגר את שיווי המשקל של המטופלים ועל מנת לתת גריה תמושתית ממונת שקריות לשיקום תמושתי. המטופלים והמטפלים מביעים שביעות רצון גבוהה מאוד. ואנו ממליצים על שיטוב המערכת בטיפולי הפיזיותרפיה."

מרכז השיקום בית לוינשטיין

"השביל מאפשר תרגום עשיר ומשמעותי גם כשהמטופל מאבד סבלנות או מש להתרגום - הוא פשוט הופך את זה למשק פונקציונלי."

פיזיותרפיסטית בכירה, מרכז השיקום בית לוינשטיין

"שביל התמושה מהווה כלי טיפולי איכותי המאפשר תרגום תמושתי מחוקד וזיוון תמושתי תוך כדי פעילות מוטורית מעבר ליתרונותיו הטיפוליים, העיצוב שלו מוצלח ומעשי - קל לניקוי, מביע עם מתקן אחסון מסודר, ומסיף ערך אסתטי לקליניקה" ד"ר הדס אופק, החוג לפיזיותרפיה, האקדמית צפת


A vertical photograph of a sandy beach with several footprints. The text is overlaid on the image.

תחושתו

משטחים לאבחון וגירוי
תחושה שטחית,
מאפשרים תרגול ואבחנה
בין מרקמים.

SEN-1

משטח לגירוי סנסורי אינטנסיבי, תחושת עמוק וחזק.
* חלוקי נחל קטנים בצפיפות משתנה.



SEN-2

* ניתן להזמין בצירופים שונים. או כמשטח שלם.



A
פירמידות

B
רצפת אוטובוס


C
דשא סינתטי
ארוך



D
דשא סינתטי
קצר



E
דוקרנים



F
תולעי גומי
מצע רך





פיזיותרפיה



משטחים לתרגול שיווי
משקל סטטי ודינמי
המאפשרים עבודה על
טווחי קרסול במגוון זוויות.

PHY-1



PHY-2

• מאפשר בנוסף תרגול שיווי משקל.




• מאפשרים גם תרגול שיווי משקל.

PHY-3

רמפות המאפשרות בנוסף הנחת כל סוגי המשטחים.



B



A









PHY-4

משטח עבה ורך במיוחד לתרגול שיווי משקל מתקדם.



PHY-5



• מאפשר גם תרגול שיווי משקל.

סנסו-מוטורי

**משטחים סמויים
פיתוח אינסטינקטים,
ותרגול שיווי משקל סטטי
ודינמי. מכילים טקסטורות
שונות ללא מידע ויזואלי.**

SM-1

דרגת קושי נמוכה.



לייקרה



סיליקון / לטקס

SM-2

דרגת קושי בינונית.




לייקרה



סיליקון / לטקס

SM-3

דרגת קושי גבוהה.




לייקרה



סיליקון / לטקס

SM-4


דרגת קושי גבוהה.



לייקרה



סיליקון / לטקס









תמונות המוצרים להמחשה בלבד



אכמים ממני אמרו שהצורך הוא אבי ההמצאה.
לאחר תאונת דרכים שעברתי ובעקבותיה תהליך
שיקום ממושך איפסתי גירויים לכפות הרגליים. כמעצב
תעשייתי ויזם בנשמה נישתי לתהליך הפיתוח, באיווי צוות
הפיזיותרפיה בבית לוינסטיין - כך נולד השביל השיקומי.

אפי חוג'סטה

Patent Pending US63/681,923
Design Pending IL73438
PCT/IL2025/050686



חוג'סטה בע"מ

**HAPPY FIT
REHABILITATION**



hogesta7@gmail.com | 052.681.6833 | אפי חוג'סטה